

お得意様各位

Cellestis Limited
日本ビーシージー製造株式会社

クオンティフェロン®TBゴールド用採血管 仕様変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして格別のご高配を賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、このたびクオンティフェロンTBゴールド用採血管を駆血帯を装着したまま採血を行っても、規定量が採血できるようにいたしました。これに伴い本品の仕様を下記のとおり変更いたしましたので、お知らせ申し上げます。

これらの変更によりまして、本品の使用方法等に変更はございません。

今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

謹白

記

1. 変更点および変更理由

- ・ラベルに表示している採血量を示すマーク
正しい量が採血されたことを明確に確認できるようにするため
- ・キャップリングの色
現行品と変更品を区別しやすくするため


2. 変更品の出荷開始時期及び製造番号

- ・出荷開始時期：2010年9月6日より出荷開始
- ・製造番号：50検体用 T-009以降
1検体用 TH-005以降
(初回ロットの製品箱には「新採血管」の識別表示をいたします。)

(裏面に続く)



本件に関しますお問い合わせは下記にお願いいたします。
日本ビーシージー製造株式会社 カスタマーセンター
〒112-0006 東京都文京区小日向四丁目2番6号 TEL (03)5800-5311

現行品	変更品
<p>採血量を示すマーク</p> 	 <p>(採血量が 0.8~1.2mL の範囲であれば検査結果に影響がありません。)</p>
<p>キャップリング</p> 	

以上