

2020年6月

お得意様各位

日本ビーシージー製造株式会社

トレポネーマ抗体キット
FTA-ABSテスト-SG-KIT(KW)
包装変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、FTA-ABSテスト-SG-KIT(KW)の包装変更について、製造元の株式会社日本凍結乾燥研究所より添付のとおり案内がありましたのでお知らせ申し上げます。主な変更点は下記のとおりです。

今後ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

謹白

記

【変更製品】

FTA-ABS テスト-SG-KIT(KW) JANコード 4987501233105 統一コード 501233105

【変更内容】

- ①参考強陽性血清および参考陰性血清の容器の変更
旧(ガラスバイアル+フリップキャップ) ⇒ 新(ガラスバイアル+スクリューキャップ)
- ②化粧箱中仕切の一部を変更

【変更ロットと出荷時期】

FG5910 より変更 2020年8月以降、出荷開始予定

以上

本件に関するお問い合わせは弊社担当 MR または下記までお願いいたします

日本ビーシージー製造株式会社 カスタマーセンター

TEL03-5395-5590



日本ビーシージー製造株式会社
Japan BCG Laboratory



株式会社 日本凍結乾燥研究所

清瀬工場：〒204-0022 東京都清瀬市松山三丁目1番5号

2020年 5月

日本ビーシージー製造株式会社 御中

株式会社 日本凍結乾燥研究所
企画業務部

一部試薬容器及び化粧箱中仕切り変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このたび「FTA-ABSテスト-SG-KIT(KW)」の一部試薬容器及び化粧箱中仕切りの変更をすることになりましたので、ご案内申し上げます。

謹白

【対象Lot（製造番号）】

販売名：「FTA-ABSテスト-SG-KIT(KW)」（一般的名称：トレポネーマ抗体キット）

対象Lot（製造番号）：「FG5910」

【変更理由】

キット構成品の資材の一部が入手困難となったため。

【変更内容】


- ①：参考強陽性血清及び参考弱陽性血清の容器を従来のガラスバイアル+フリップキャップから、ガラスバイアル+スクリューキャップに変更。（図1・図2参照）
（キャップの色も変更、参考強陽性血清：黒色 参考弱陽性血清：白色）
- ②：化粧箱中仕切りの一部を変更。（図3・図4参照）※化粧箱自体の変更はありません。
容器変更に伴い容器収容部の穴径を広げ、仕切りの中段部分にも穴をあける。




株式会社 日本凍結乾燥研究所

清瀬工場：〒204-0022 東京都清瀬市松山三丁目1番5号

『図1. 試薬容器従来品と変更品の違い』
(容器変更に伴い容器キャップも変更)



『図2. バイアル 大きさの違い』







株式会社 日本凍結乾燥研究所

清瀬工場：〒204-0022 東京都清瀬市松山三丁目1番5号

『図3. 化粧箱中仕切り変更部分』
(赤枠部分を変更)



『図4. 容器収容後の従来品と変更品の比較』
(容器収容後の高さがほぼ同じになるため。化粧箱の変更はなし。)



以上